



1-110-0799

衝突実験器 J S 用実験球 セット (3種)

標準価格(税抜)

¥3,400

(税込：¥3,740)

- 付属の実験球を斜面上から落下させて、木片に衝突させます。衝突した木片の移動距離から、実験球のもつ運動エネルギーを推測することができます。
- ゲートを上げることで実験球を落下できるスターターを搭載し、直接手で落下させる操作に比べ人為的誤差を軽減できます。
- 斜面用レールはゆがみが少ないよう支持板を貼り合わせており、より正確な実験を行うことができます。
- 支柱には5cmごとにフックがあり、そこにレールを掛けることで、簡単にレールの高さを変えることができます。
- 直径が同じで質量の異なる3種類の実験球が付属しており、質量による運動エネルギーの違いを比較できます。

※収納時高さ30mm

実験球	20mmφ 3種×2 (鉄36g・チタン19g・ガラス9.5g)
-----	----------------------------------

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.