



1-119-0155 簡易起電ぼん E Y

標準価格(税抜)
¥3,500
(税込：¥3,850)

愛知淑徳大学 海老崎功先生ご指導

- 静電誘導により繰り返し静電気を取り出すことができます。
- 小型でグループ実験に適しています。
- 塩ビ板面を獣皮で摩擦すると、塩ビ板面が-に帯電します。アルミ板をその上に置けば、静電誘導によりアルミ板に+の電気を得ることができます。

ベース部	塩ビ板（白） アクリル板（黄） 発泡樹脂
取手部	アルミ板 塩ビ棒付
大きさ	120×120×95mm
付属	獣皮×1

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.