



1-136-0470

白金線

P T (ホルダー付)

標準価格(税抜)

¥3,000

(税込: ¥3,300)

●炎色反应用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。

※白金線に金属陽イオンが残るときれいな炎が見えません。必ず強酸（塩酸）、イオン交換水にて洗浄後、ご使用ください。

白金線	直径0.3mmφ×50mm ホルダー付
全長	260mm
白金線純度	99.95%

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.