



1-136-0474

白金線

0.5mm×10cm

標準価格(税抜)

¥8,000

(税込: ¥8,800)

●炎色反応用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。

※白金線に金属陽イオンが残るときれいな炎が見えません。必ず強酸（塩酸）、イオン交換水にて洗浄後、ご使用ください。

白金線	直径0.5mmφ×10cm
白金線純度	99.95%

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.