



1-138-0217
浸透圧実験器
U S 3

標準価格(税抜)
¥32,000
(税込：¥35,200)

- 浸透膜を挟んで左右の管に濃度の異なる水溶液を注入すると、浸透現象により、濃度の高い溶液側の水位の上昇を観察することができます。
- 同じ太さの左右の細管部水面が変化しますので、浸透現象の様子が分かりやすく観察できます。
- 飽和食塩水を使用すると、約5分で水位差が約10mm程度確認できます。
- 濃度の異なる水溶液が各50mLずつあれば実験ができます。

浸透膜	直径30mmφ 透析用セルローズチューブ
大きさ	170×100×260mm 細管径10mmφ（内径7mmφ）×高さ155mm
容量	太管部：50mL×2槽
材質	本体・台座：アクリル Oリング：シリコン
構成	本体（浸透膜1枚取付済） 台座 ゴム栓×2 クリップ×2 付箋紙 交換用浸透膜1m（透析用セロハンテープ）

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。