

# 取扱説明書

No. 139-0455 バスケットワゴン WP-6

この度は **ケニス バスケットワゴン WP-6** をお買上げ頂き有難うございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をお読み頂き、注意事項を守って頂きますようお願い致します。  
なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

## ⚠ 注意

**接着剤は最後にご使用ください。**

付属の接着剤を用いて、パイプの接続部を一度固定してしまうと、パイプの間隔等の微調整ができず、パイプの位置によってはバスケットがセットできなくなる可能性があります。そのため、はじめに接着剤を使わずに組立て、全体のバランスを整えてから最後に接着するようにして下さい。

## 【商品概要】

フレームのプラスチックパイプの内芯に、防錆処理した鋼鉄パイプを使用しておりサビに強く耐久性に優れています。洗い場など湿気の多い場所でもご使用いただけます。

## 【構成】


- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| ①フレーム . . . . . 2    | ④バスケット浅型 . . . . . 2 |
| ②パイプ（凸付） . . . . . 8 | ⑤バスケット深型 . . . . . 4 |
| ③接着剤 . . . . . 1     | ⑥水受バット . . . . . 2   |



組立て完成図

## 【組立方法】

- フレームに付属のパイプを差し込みます。  
凸付のパイプは必ず凸を内側にして、図の位置に差し込んでください。  
ただし、一番下のパイプは、〈注意〉の図のように差し込んでください。
  - 全体を組立てバスケットをセットし、各パイプの位置を確定後に接着剤でパイプを接着します。約15分程度で固定できます。
- ※ フレーム2個を接続してある5cm 長のパイプが付属していますが、搬送用の固定パイプですので、組立には使用しません。




## 〈注意〉

凸パイプは必ず凸を内側にしてください。



一番下のパイプは、水受バットが納まりやすいように下図のように差し込んでください。



※外観・仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。