



1-150-0749 スンプ台紙 (50枚)

標準価格(税抜)

¥900

(税込: ¥990)

- 切片化しにくい織物・葉の表面・動物の毛・りん片など、ほとんどのものがスンプ法を使えば顕微鏡で観察することができます。
- スンプ板の表面にスンプ液を一滴たらし、可視物の表面にはりつけ約3分間放置した後、剥ぎとると標本が吹き上がります。
- スンプ板Cは凹凸の大きい標本に使用します。スンプ板Bは1号液か2号液、スンプ板Cは2号液と組み合わせて使用します。

品名	スンプ台紙
内容量	50枚

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.