


1-163-0727

ペルティエ素子実験セット PHJ



標準価格(税抜)

¥8,400

(税込：¥9,240)

- ペルティエ素子を利用し、ペルティエ効果（電気→熱）やゼーベック効果（熱→電気）の実験が行えるセットです。
- 手回し発電機にペルティエ素子を接続し、手回し発電機で発電すると、ペルティエ素子の片面が温くなり、もう一方の面が冷たくなります。
- 発泡スチロール容器にお湯を入れ、ヒートシンクを浸けます。ヒートシンクの上にペルティエ素子、氷が入った試料皿を載せると発電します（温度差約60℃で出力約1.4V）。

セット内容	ペルティエ素子 手回し発電機（HG型） ヒートシンク 試料皿 発泡スチロール容器 電子オルゴール みの虫リード線
-------	---

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.