



3-126-0081

水の合成実験セット MG 2

標準価格(税抜)

¥9,500

(税込：¥10,450)

- 水素と酸素を2：1に混合した気体を実験パックに入れ、圧電素子点火器を用いて化合させることで「光」・「音」・「熱」を出すダイナミックな実験が行えます。
- 水素と酸素は丈夫な二層構造の袋内で反応させるので安全に実験を行うことができます。
- 実験用ガス（水素・酸素）・ガス注入用注射器・圧電素子点火器など実験に必要な器具はすべてセットしています。

実験パック	容量850mL 150×210mm ナイロンPE製二層構造
圧電素子点火器	放電距離：約3mm 大きさ：22φ×143mm リード線：約50cm みのむしクリップ付
ガスボンベ	酸素ガス5L 水素ガス5L
商品構成	実験パック×3 実験用ガス（酸素・水素）各1 ガス注入用注射器（50mL）電極付ゴム栓 圧電素子点火器 ビニールホース チューブクランプ

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.