

必要な商品を今すぐ検索！

りかなび

3-155-0655

核酸染色用試薬 Mid
ori Green X
tra 1mL
NE-MG10

冷蔵

標準価格(税抜)

¥35,800

(税込：¥39,380)

●エチジウムブロマイドと検出感度は同等で操作も同じです。

励起波長（第2ピーク）	480nm付近（250nm）
蛍光波長	～509nm
容量	1mL
保存条件	4℃ ラベル記載の期限まで 要遮光
先染め後染め/U.V（302nm）	使えるが推奨しない
先染め後染め/Blue LED（470nm）	推奨
先染め後染め/Blue-GreenLED（500nm）	推奨
後染め/U.V（302nm）	使えるが推奨しない
後染め/Blue LED（470nm）	推奨
後染め/Blue-GreenLED（500nm）	推奨
サンプルと混ぜる方法/U.V（302nm）	不可
サンプルと混ぜる方法/Blue LED（470nm）	不可
サンプルと混ぜる方法/Blue-GreenLED（500nm）	不可

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.