



3-165-0104

簡易水質検査器（パックテスト）

WAK-G L T M

標準価格(税抜)

¥4,600

(税込：¥5,060)

- 調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。
- チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。
- スポイト式で検水の採取も簡単です。
- ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。
- チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。
- 食品中うま味成分であるグルタミン酸を簡単に測定できます。うま味の調整や品質チェックに役立ちます。

測定項目	グルタミン酸
測定範囲	1 2 5 10 20 50 (以上) mg/L 6段階
測定原理	酵素を用いた4-アミノアンチピリン比色法
反応時間	5分
入数	15回分
セット内容	チューブ15本 (1本入ラミネート袋×15) 標準比色表

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.