



農業支援ダイジェストカタログ発刊特集

3-312-0195

## 水分活性測定装置 AW-1s

仕様選択



標準価格(税抜)

¥64,800

(税込：¥71,280)

- 持ち運びに適した小型・軽量の水分活性測定装置です。粉体や液体も測定できます。
- センサ（別売）は広い範囲を精度良く測定できる静電容量型とアルコール耐性の高い電気抵抗型の2種類からお選びいただけます。
- スタビリティモード（基本測定モード）とクイックモード（短時間測定モード）を選択できます。
- 1～3点校正が可能です。
- 測定値99件を本体に保存できます。
- PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能です。

※AW-1と同じ通信ソフトを使用することはできません。

※測定時間は試料により異なります。

※付属のUSBケーブルはPC接続用です。モバイルバッテリー、スマートフォン用充電器等は付属しておりません。

※別売の2種類のセンサ付試料容器（AW用）いずれかと併用してください。

表示範囲	水分活性：0.001～1.000Aw 周囲温度：0～80℃ センサ付試料容器内温度：0～80℃ 相対湿度：10～95%RH
表示分解能	水分活性：0.001Aw 周囲温度：0.1℃ センサ付試料容器内温度：0.1℃ 相対湿度：0.1%RH
測定モード	スタビリティモード クイックモード
データロギング機能	99測定分保存（日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度）
測定時間	スタビリティモード：5～30分程度 クイックモード：6分
通信方法	USB接続によるPC専用ソフトウェア Bluetooth接続による専用アプリ
電源	単4電池×4 USB（micro-B）ポートからの電源供給
電池動作時間	約60時間（単4アルカリ電池使用時）
大きさ	83×47×115mm

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

必要な商品を今すぐ検索！

# りかなび

2/2

重量	270g
付属	USBケーブル (A-microB)

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.