



3-312-0234

水分活性測定システム A W - E a s y



お問い合わせください。

- 簡単操作で高精度な水分活性測定を実現します。
- 信頼性の高いAW Quickモードにより、通常4～5分で迅速に結果を出すことが可能です。

測定精度	$\pm 0.008\text{aw}/0.8\%\text{RH}/\pm 0.1\text{K}$ (23°C $\pm$ 5°C時)
大きさ	68φ×65mm
重量	600g
充電方式	ワイヤレス
アプリケーション例	食品業界・製薬産業・化学工業など

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.