



3-313-0850

テクスチャーアナライザー CTX

別途送料

お問い合わせください。

- 食品の食感、医薬品・化粧品・工業製品の硬さ測定など、様々な分野で高精度な物性測定が行えます。
 - USBメモリによる測定データの保存・読み込みが可能です。保存したデータ（CSV形式）はPCに取り込めます。
 - ロードセル交換時間はわずか2～3分ででき、取り付けたロードセルは自動的に認識します。
- ※本機の使用には、ロードセル及びオプションのソフト・プローブ・テーブルが別途必要です。

荷重	分解能/0.01～1.0g 精度/±0.2%FSR (20～25℃)
距離	レンジ/0～280mm 分解能/0.0005mm 精度/0.1mm
テストスピード	速度/0.01～0.1mm/秒 (0.01mm/秒刻み) 0.1～40mm/秒 (0.1mm/秒刻み) ※最大テストスピード/100kg：10mm/秒 50kg：20mm/秒 精度/設定速度±0.1%
電源	150VA 50/60Hz 90～265VAC
使用条件	0～40℃
最大データ出力レート	500Hz
大きさ	約267×407×635mm
重量	約22.7kg

※商品情報は2026年09月現在のものとなります。

Ken's 株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.