



3-317-0448

サーマルサイクラー

Gene Atlas 482



お問い合わせください。

- 少量サンプルに適した固定ブロックタイプです。
- ブロックカバーを加熱することで反応液の濃度変化を最小限に抑え(オイルフリーで使用可能)、また温度設定は1℃単位で調節可能です。
- 条件設定はプログラムテンプレートとコンスタントテンプレートの2つのモードを選択できます。

サンプル数	0.2mLチューブ×48本
温度制御範囲	4.0～99.9℃(室温25℃) 精度：±0.1℃ ホール間：±0.5℃以内
温度変化速度	最大加熱速度3.5℃/秒 最大冷却速度3.0℃/秒
温度制御方法	マイクロプロセッサによるPID制御
加熱・冷却方式	ソリッドステートモジュールによる加熱冷却
保存プログラム数	15ファイル×5BOX(最大75プログラム)
最大サイクル数	99サイクル
最大保持時間	1秒～59分59秒または∞
表示	LCD画面(ファイル名 パターンNo. リピート数等)
電源	AC100V 50/60Hz 5.0A
大きさ	212×370×200mm
重量	約7kg

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。