



3-317-0455

サーマルサイクラー

GeneAtlas 485



お問い合わせください。

- 少量サンプルに適した固定ブロックタイプです。
- ブロックカバーを加熱することで反応液の濃度変化を最小限に抑え(オイルフリーで使用可能)、また温度設定は1℃単位で調節可能です。
- 条件設定はプログラムテンプレートとコンスタントテンプレートの2つのモードを選択できます。

|          |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| サンプル数    | 0.5mLチューブ×30本                          |
| 温度制御範囲   | 4.0～99.9℃（室温25℃） 精度：±0.1℃ ホール間：±0.5℃以内 |
| 温度変化速度   | 最大加熱速度3.0℃/秒 最大冷却速度2.5℃/秒              |
| 温度制御方法   | マイクロプロセッサによるPID制御                      |
| 加熱・冷却方式  | ソリッドステートモジュールによる加熱冷却                   |
| 保存プログラム数 | 15ファイル×5BOX（最大75プログラム）                 |
| 最大サイクル数  | 99サイクル                                 |
| 最大保持時間   | 1秒～59分59秒または∞                          |
| 表示       | LCD画面（ファイル名 パターンNo. リピート数等）            |
| 電源       | AC100V 50/60Hz 5.0A                    |
| 大きさ      | 212×370×200mm                          |
| 重量       | 約7kg                                   |

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。