



3-332-0205

## 小型冷却トラップ装置（ ユニットラップ） UT-500A

別途送料

標準価格(税抜)

¥228,000

(税込：¥250,800)

- 設置面積は183×282mmとコンパクトで、実験台上やドラフトチャンバー内に設置しても場所をとりません。
- 低沸点溶媒用ガラスコンデンサや二次冷媒の蒸発を防止する槽蓋の標準装備により、酸・有機溶媒系のベーパーをトラップできます。
- 簡易的に真空が制御できるリークコネクターを標準装備しています。有機溶媒の回収が効率的に行えます。

冷凍機・冷媒	空冷式（出力100W・R134a）
トラップ方式	低沸点溶媒用ガラスコンデンサ 直接トラップ
除湿容量	Max.150mL（液回収）
最低到達温度	-30℃
安全機能	漏電・過電流ブレーカー 冷凍機オーバーロード 冷凍機高圧圧カスイッチ
付属機能	スタンバイランプ
供給水	—
使用周囲温度範囲	5~35℃
電源入力・電源	5.4A 540VA・AC100V 50/60Hz
大きさ	槽内寸：90φ×145mm 0.85L 外寸：183×282×376mm
重量	約15kg

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

**K** ケニス株式会社  
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.