



3-349-1145

北川式ガス検知管（5回分） 血中シアン化水素 290CNII

冷蔵

標準価格(税抜)

¥6,000

(税込：¥6,600)

●北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。

測定項目	シアン化水素
測定範囲	2～30mg/L
通気回数	2
印刷目盛	2～30mg/L
測定方式	真空法（AP-20K）
測定回数	5

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.