



3-362-0549

ナノトラップPro II M2250（カシューナッツ）

冷蔵

標準価格(税抜)

¥16,000

(税込：¥17,600)

- 特定原材料と、準ずる項目に由来の単一タンパク質あるいは主要精製タンパク質を、簡単に検出できるキットです。
- 各タンパク質(抗原)に対する抗体を用いたイムノクロマト法により特定原材料を検出し、非特異的な反応を受けにくく、多くの食材を使用した食品にも適用可能です。
- 原料受け入れや、製品出荷前のスクリーニング検査に適しています。
- 加熱・加圧などの加工の有無に関係なく検査可能で、検出感度はタンパク質量25ng/mL以上です。
- 試薬調整の軽減により、すぐにお使い頂けます。
- 検査溶液滴下後15分で迅速に特定原材料の混入を判定できます。
- 結果を目視で判定するだけの簡易キットですので、特別な機器を必要としません。
- 検出感度は5ppmで、反応時間16分で判定できます。
- 通知準拠エライザ法と同じExStaTM抽出液を使用し、原料から最終製品まで加工度によらず正確な検査ができます。抽出液（調製済）で2テスト分ずつ分注済なので、ピロー袋を開封してすぐ使えます。
- ケース入のテストスティックは取り扱いやすく、検体名などの記入も可能です。

※定性検査です。

検出対象	カシューナッツ
容量	10検査用（テストストリップ×10 抽出液×10 希釈液）
保存条件	冷蔵保存にて製造から12カ月
対応検査	製品、拭き取り、すすぎ水の検査

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。