

3-362-1711

Agripalette ウリ科野菜果実汚斑細菌 病菌

AP002-1K

冷蔵

標準価格(税抜)

¥15,000

(税込：¥16,500)

●植物病原体に対する抗体を用いた金コロイド免疫イムノクロマト法により、感染の疑われる部位（葉、花など）から病原体を検査するキットです。

※本説明書に記載された操作方法に従って使用してください。

※本キットは、ウリ科野菜果実汚斑細菌病菌（Aac）検査以外の目的に使用しないでください。

※Aac感染の確定診断には、葉などに現れる病徴や他の検査法の結果を合わせた、総合的な判定が必要です。

検出対象	ウリ科野菜果実汚斑細菌病菌
容量	10検査用（テストストリップ10本 摩砕袋（抽出液 摩砕ネット含む）10袋 スポイト10本）
保存方法	冷蔵（4～10℃）
対応検査	植物病原ウイルスに対する抗体を用いた金コロイド免疫イムノクロマト法による検査
有効期限	製造日から約12ヶ月

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.