



農業支援ダイジェストカタログ発刊特集

3-363-1012

Easy Plate (25枚×4袋) 一般生菌数迅速測定用 AC-R

冷蔵

別途送料

標準価格(税抜)

¥11,000

(税込：¥12,100)

- 袋から出してすぐに使える調製済みのフィルム培地です。
- 混釈や重層といった操作や特別な治具が不要なので、作業時間が短縮できます。
- 重ねながら滴下ができるため、作業時間だけでなく、作業スペースの削減が可能です。
- 発色剤により判別が容易なため、検査初心者でも安心して使えます。
- 培養時間が24時間の迅速タイプです。
- コロニーが赤く発色するため、食品残渣が多い場合や着色がある場合でも、コロニーの判別・カウントが容易です。
- バチルス属のコロニーが広がりやすくなっています。
- 優れた培地性能を持ち、多種多様な食品で標準寒天培地との高い相関性を確認しています。

入数	25枚×4袋
保存温度	冷蔵 (2~8℃)
培養温度	35±1℃
培養時間	24±1時間

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.