



新教科書掲載品・準拠品特集（高校）

1-126-0397

炎色反応実験セット E W



標準価格(税抜)

¥5,300

(税込：¥5,830)

- 6種類の金属陽イオンを含む水溶液と脱脂綿を使用した炎色反応の実験セットです。30～50回程度実験を行うことができます。
 - 脱脂綿にアルコール（別途用意）を浸し、調整済のイオン溶液を数滴たらすだけで、各金属固有の炎色反応が観察できます。
 - 黒色の呈色皿を採用しているため炎の色がはっきりと識別できます。
- ※実験には別途アルコール（メタノール推奨）が必要です。

呈色皿	1枚
実験用試薬	6種類 各10mL（塩化リチウム、塩化カリウム、塩化ストロンチウム、塩化カルシウム、塩化ナトリウム、塩化銅）点眼瓶入
付属	脱脂綿 12穴黒色呈色皿1枚

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.