



1-165-0104
簡易水質検査器（パック
テスト）
WAK-G L T M

標準価格(税抜)
¥4,600
(税込：¥5,060)

- ポリエチレンチューブの中に、調合された1回分ずつの試薬が封入された準備の手間がかからない水質検査器です。
 - 吸い込んだ検水の発色状況と付属の比色表と見比べることで濃度を測定できます。
 - ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。
 - チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。
- （参考）単位換算：mg/L = ppm
- 食品中うま味成分であるグルタミン酸を簡単に測定できます。うま味の調整や品質チェックに役立ちます。

測定項目	グルタミン酸
測定範囲	1 2 5 10 20 50（以上）mg/L 6段階
測定原理	酵素を用いた4-アミノアンチピリン比色法
反応時間	5分
入数	15回分
セット内容	チューブ15本（1本入ラミネート袋×15） 標準比色表

※商品情報は2026年09月現在のものとなります。