



3-164-0663

残留塩素測定用ラピッド DPD試薬 36545-96

標準価格(税抜)

¥5,000

(税込：¥5,500)

- 残留塩素測定(DPD法)の迅速測定用試薬です。
- 検水10mLあたり一定量溶解させるだけで最適な発色効果が得られ、市販の各種測定器で簡便に測定する事が可能です。
- DPD法の原理を基に試薬調製しており、1ステップの簡単な測定が可能です。

※ラピッドDPD試薬は残留塩素測定の簡易分析用試薬ですが、公定法と同様の結果を得ており、公定法準拠の試薬として水道水等の遊離残留塩素の測定にご使用いただけます。

包装	タブレット-ES
使用法	検水10mLに1錠を加える
タイプ	溶解性が向上し、迅速な残留塩素の確認に最適
入数	100錠
測定適合機種	簡易比色板（比色板タイプ）

※商品情報は2026年08月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.