



3-164-0831

## 簡易水質検査器（パックテスト）

### WAK-NO2 (C)

標準価格(税抜)

¥4,600

(税込：¥5,060)

- 調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。
- チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。
- スポイト式で検水の採取も簡単です。
- ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。
- チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。

※パックテストとデジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチでは、測定範囲・反応時間・共存物質の影響が異なります。

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 測定項目             | 亜硝酸(高濃度)亜硝酸態窒素(高濃度)      |
| 測定範囲(mg/L = ppm) | 16~660以上 6段階 5~200以上 6段階 |
| 反応時間             | 5分                       |
| 入数               | 50                       |
| 測定原理             | グリース変法                   |

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

**K** ケニス株式会社  
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.