



3-165-0048

## 簡易水質検査器（パックテスト）

WAK-PO4-2

標準価格(税抜)

¥4,600

(税込：¥5,060)

- 調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。
- チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。
- スポイト式で検水の採取も簡単です。
- ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。
- チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。
- 操作段数は検水をチューブに吸い込むだけの1操作です。

測定項目	りん酸イオン りん酸態りん
測定範囲	りん酸イオン：0.2/0.5/1/2/5/10mg/L りん酸態りん：0.1/0.2/0.5/1/2/5mg/L
測定時間	1分
測定原理	モリブデン青比色法
入数	40
主な用途	富栄養調査 環境調査 洗剤調査 排水管理
セット品	標準比色表（ケース入） チューブ40本（5本入×8袋） 保存袋

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

**K** ケニス株式会社  
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.