



3-311-0380

除電器 (イオナイザー)

AD-1683

標準価格(税抜)

¥54,000

(税込: ¥59,400)

- 静電気の影響を受ける粉末などの試料も精密に測定できます。
- 到達距離が長く、狭い所や離れた帯電物の除電にも有効です。

除電方法	直流コロナ放電 (双極性)
除電範囲	距離/電極より10~50cm 面積/電極より30×30cm
除電性能	5kV帯電時 10cm/1秒 20cm/4秒 30cm/15秒 50cm/70秒
オゾン濃度	+側放電針/0.07PPM -側放電針/0.25PPM (放電針から1cmの距離で測定)
大きさ	112×92×60mm
重量	約300g (スタンド込)
電源	ACアダプタ (AX-TB228) 付
放電電極針	タングステン (0.9φ×17mm) 寿命約10000時間

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

 ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.