



3-325-0741

卓上遠心機

5702R

お問い合わせください。

- コンパクトであらゆる実験室の作業台に置くことができます。
 - SOFTブレーキ機能により穏やかな加減速を行うことができ、グラジエント遠心による細胞分離に最適です。
 - 目的の回転速度に達してから、タイマーを開始することができます。
 - 冷却機能を持ち、熱に敏感なサンプルに適しています。運転終了後も冷却を継続して、温度を一定に維持します。
- ※ロータ・バケット・アダプタは別売です。

最高回転数	4400rpm
最大遠心力	3000×g
冷却	冷却
温度設定	-9~40℃
最大処理量	400mL
加速/減速時間	25秒/25秒 SOFTブレーキ機能付
タイマー	0~99分または連続運転
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	380W
大きさ	380×580×260mm
重量	56kg

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

 **ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.