



3-325-0742

卓上遠心機

5702RH

お問い合わせください。

- コンパクトであらゆる実験室の作業台に置くことができます。
- SOFTブレーキ機能により穏やかな加減速を行うことができ、グラジエント遠心による細胞分離に最適です。
- 目的の回転速度に達してから、タイマーを開始することができます。
- 加熱・冷却両方の機能を持ち、遠心サイクルを通して高い温度精度を保証します。

※ロータ・バケット・アダプタは別売です。

最高回転数	4400rpm
最大遠心力	3000×g
冷却	冷却/加熱
温度設定	-9~42℃
最大処理量	400mL
加速/減速時間	25秒/25秒 SOFTブレーキ機能付
タイマー	0~99分または連続運転
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	380W
大きさ	380×580×260mm
重量	56kg

※商品情報は2026年04月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.