



3-330-0232

ラボ用オートクレーブ ST501

別途送料

お問い合わせください。

●滅菌条件(温度・時間)を一度設定すると条件は記憶され、その後は実行キーを押すだけで、空気抜きから滅菌終了まで全自動で行います。

※本製品は研究用です。医療用には使用できません。

外寸	440×530×1088mm
有効寸法	300φ×665mm 47L
最高使用圧力	0.2MPa
使用温度範囲	105~128℃
タイマー	1分~99時間59分 100時間~999時間
安全装置	自己診断機能(センサ異常 SSR短絡 ヒーター断線 メインリレー不良 空焚き) 安全弁 漏電ブレーカー
電源	AC100V 17.5A
重量	80kg
付属	ラック2個 スノコ ケミカルインジケータ ドレンボトル 蒸気受けカップ

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.