



3-366-0120

微生物簡易測定器具（S AN-AI EZ-Dip p 30枚） TTC

要冷蔵

標準価格(税抜)

¥20,800

(税込：¥22,880)

- 検体をコンラージ棒で伸ばして培養するプレーティング検査の他にも、検査検液に浸すディッピング検査、培地を検査箇所押し付けるスタンピング検査や落下菌検査にも使用できます。
- 手軽に、簡単に使用することができ、特別な技術を必要としません。
- 現場で直ちに測定ができます。特別な設備は必要ありません。
- 対照表と比較することにより細菌数を測定できます。軽～中度汚染では細菌数の計測も容易です。
- 重ねて、コンパクトに収納できます。

※一般細菌を測定する場合、37℃（24時間）の培養で判定可能です。

※遮光して4～15℃の温度変化の少ない場所に保管してください。

検査対象	総菌数
培養条件	27～30℃（48時間）^※
入数	10枚×3袋
有効期限	製造後12ヵ月

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。

ケニス株式会社

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.