



3-380-0940

## 簡易水質検査器（パックテスト）

WAK-H202

標準価格(税抜)

¥4,600

(税込：¥5,060)

- 調査された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。
- チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。
- スポイト式で検水の採取も簡単です。
- ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。
- チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。

※パックテストとデジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチでは、測定範囲・反応時間・共存物質の影響が異なります。

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 測定項目             | 過酸化水素              |
| 測定範囲(mg/L = ppm) | 0.05～5 7段階         |
| 反応時間             | 1分                 |
| 入数               | 50                 |
| 測定原理             | 酵素を用いた4-アミノアンチピリン法 |

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

**K** ケニス株式会社  
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.