



3-380-0993

簡易水質検査器（パックテスト） WAK-COD（D）-2

標準価格(税抜)
¥4,600
(税込：¥5,060)

- 調合された試薬がポリチューブの中に1回分ずつ封入された簡易水質検査器です。
- チューブ先端のラインを引き抜き、検水を吸い込み反応時間後比色表と対比することで、容易に水質を検査することができます。
- スポイト式で検水の採取も簡単です。
- ほとんどの反応時間が5分以内と結果が迅速です。
- チューブはポリエチレン製でこわれにくく、持ち運びも安心です。

※パックテストとデジタルパックテスト、デジタルパックテスト・マルチでは、測定範囲・反応時間・共存物質の影響が異なります。

| | |
|------------------|-----------------|
| 測定項目 | COD(低濃度) |
| 測定範囲(mg/L = ppm) | 0~8以上 5段階 |
| 反応時間 | 5分 |
| 入数 | 50 |
| 測定原理 | 常温アルカリ性KMnO4酸化法 |

※商品情報は2026年06月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.